

## Bolsas planas



La amplia gama de tamaños permite elegir el tamaño de envase idóneo para cada artículo, así como para fines de doble envasado. Las bolsas se imprimen con indicadores de proceso para la esterilización con vapor, gas EO y formaldehído.

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
S1	50	250		2400
S10	205	400		600
S10A	205	440		600
S11	250	500		600
S12	100	570		1800
S13	150	400		1200
S14	300	570		600
S15	150	200		1200
S16	250	380		1200
S17	50	200		3600
S18	75	300		4200
S19	100	350		1200
S2	75	200		2400

<b>Artículo</b>	<b>Ancho</b>	<b>Largo</b>	<b>Fuelle</b>	<b>Unidad de envasado</b>
S20	150	300		1800
S2070	205	700		600
S21	300	500		600
S22	75	520		2400
S2244	220	440		600
S23	75	230		1800
S24	75	150		2400
S25	100	150		2400
S26	150	350		1800
S27	120	400		1200
S28	150	520		1200
S29	270	350		600
S3	100	200		1800
S30	270	440		600
S31	420	500		500
S32	420	600		500
S33	180	320		1000
S34	160	600		1200
S35	205	600		1200
S36	250	600		500
S37	250	700		600
S38	320	500		600
S4	75	270		3600
S5	100	270		3000
S6	150	270		1800
S7	205	170		600
S7A	205	340		1000

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
S8	100	300		1200
S9	100	400		1200