

特卫强 面卷袋



LTS

专用袋采用特卫强 制成，用于低温灭菌（环氧乙烷灭菌、甲醛灭菌、过氧化氢灭菌和辐射灭菌）。

可密封. 建议的密封温度为 120-130° C (248-266° F). LTS

袋装在容量为 200 个的分装盒中.

货号	宽度	长度	深度	包装单位
LTS7520	75	200		1000
LTS1025	100	250		1000
LTS1530	150	300		1000
LTS1644	160	440		600
LTS1660	160	600		600
LTS2038	205	390		1200
LTS2538	250	390		600
LTS2550	250	500		600