

## Flache Tüten mit Tyvek



LTS-Spezialtüten mit Tyvek sind für die Niedertemperatursterilisation (EO, FO, Wasserstoffperoxid und Bestrahlung) vorgesehen.

Hermetisch verschließbar. Empfohlene Siegeltemperatur 120–130 °C. LTS-Tüten werden in Spenderkartons zu 200 Stück verpackt.

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
LTS7520	75	200		1000
LTS1025	100	250		1000
LTS1530	150	300		1000
LTS1644	160	440		600
LTS1660	160	600		600
LTS2038	205	390		1200
LTS2538	250	390		600
LTS2550	250	500		600