

Bolsas planas con Tyvek



Las bolsas especiales LTS hechas con Tyvek están destinadas a la esterilización a baja temperatura (EO, FO, peróxido de hidrógeno e irradiación). Sellable herméticamente.

Temperatura de sellado recomendada 120-130 °C (248-266 °F). Las bolsas LTS se envasan en cajas dispensadoras de 200 piezas.

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
LTS7520	75	200		1000
LTS1025	100	250		1000
LTS1530	150	300		1000
LTS1644	160	440		600
LTS1660	160	600		600
LTS2038	205	390		1200
LTS2538	250	390		600
LTS2550	250	500		600