

Sachets plats avec Tyvek



Les sachets spéciaux LTS avec Tyvek sont utilisés pour une stérilisation à basse température (EtO, formaldéhyde, peroxyde d'hydrogène et irradiation). Scellables hermétiquement. Température de scellage recommandée 120-130 °C. Les sachets LTS sont conditionnés dans des distributeurs de 200 unités.

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d'emballage
LTS7520	75	200		1000
LTS1025	100	250		1000
LTS1530	150	300		1000
LTS1644	160	440		600
LTS1660	160	600		600
LTS2038	205	390		1200
LTS2538	250	390		600
LTS2550	250	500		600