

## 特卫强 的平面袋



采用特卫强 的 LTR 平面卷袋具有不同的宽度，长度为 100 米，可用于低温灭菌（过氧化氢灭菌、环氧乙烷灭菌和甲醛气体灭菌）。

货号	宽度	长度	深度	包装单位
LTR40	75	100000		2
LTR41	100	100000		2
LTR42	150	100000		1
LTR43	200	100000		1
LTR43A	225	100000		1
LTR44	250	100000		1
LTR45	300	100000		1
LTR46	350	100000		1
LTR47	400	100000		1
LTR49	500	100000		1