

指示条



指示条

指示条应放置在每一包灭菌装置中：当温度、时间和湿度以及灭菌剂的浓度恰当时，指示条就会改变颜色。

AC 250/500 蒸汽灭菌指示条（类型 4）的颜色会从白色变为黑色

AC 6 蒸汽灭菌指示条（类型 6）的颜色会从绿色变为棕色

环氧乙烷 (EO) 灭菌指示条（类型 5）的颜色会从紫色变为绿色

PL-等离子灭菌指示条（类型 1）的颜色会从蓝色变为粉色

甲醛 (FO) 灭菌指示条（类型 1）的颜色会从深红色变为绿色

依据 ISO 11140-1.

货号	宽度	长度	深度	包装单位
AC250/250	15	200		250
AC6	15	100		250
EO250	15	200		250
PL500	20	150		500