

## Vliesbeutel



Die Peelbeutel der Reihe Steriking TEX-Line bestehen aus einem robusten, widerstandsfähigen Vlies und der Multi-X9-Folie von Wipak und bieten gegenüber Peelbeuteln mit Papierrücken und Bögen zum Einschlagen entscheidende Vorteile.

Bessere Verpackungsqualität:

Festere Siegel und höhere mechanische Festigkeit als bei Peelbeuteln mit Papierrücken

Größere Porosität für eine effektive Entlüftung und gute Dampf- bzw. Gasdurchdringung

Besserer Keimschutz als beim Einschlagen mit Bögen

Einfachere Handhabung:

Schnelle Entnahme vor Gebrauch

Sichere Bereitstellung der Innenverpackung

Gute Wahl für größere und/oder schwerere Artikel und Sets

Verbessertes Verpackungsverfahren

Geringerer Zeitaufwand als beim Einschlagen mit Bögen

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
SNW2040	205	400		500
SNW2744	270	440		500

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
SNW3250	320	500		500
SNW4260	420	600		300
SNW5065	500	650		200
SNW5075	500	750		200
SNW5775	570	750		200