

Bolsas no tejidas



Las bolsas pelables TEX-Line Steriking están hechas de tela no tejida resistente y la película Wipak Multi-X9, que ofrece beneficios superiores a las bolsas pelables, con envasado de papel y proceso de plegado de paños.

Valor añadido del envase:

ellos más fuertes y de mayor resistencia mecánica que las bolsas pelables con reverso de papel

Aumento de la porosidad para una efectiva evacuación de aire y penetración de vapor o gas

Propiedades de barrera microbiana mejoradas en comparación con las técnicas de plegado de paños

Mayor comodidad para el usuario:

Apertura más rápida en el momento de utilización

Presentación segura del paquete interno

Elección inteligente para productos y juegos más grandes y pesados

Proceso de envasado mejorado

Menos tiempo que un proceso de plegado de paños

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
SNW2040	205	400		500

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
SNW2744	270	440		500
SNW3250	320	500		500
SNW4260	420	600		300
SNW5065	500	650		200
SNW5075	500	750		200
SNW5775	570	750		200