

Sachets non tissés



Les sachets pelables Steriking TEX-Line sont constitués d'une toile non tissée solide et résistante et d'un film Multi-X9 de Wipak, offrant des avantages supérieurs aux sachets pelables avec un emballage papier et un système de pliage des feuilles.

Meilleures performances d'emballage:

- Scellage plus performant et résistance mécanique plus élevée que les sachets pelables avec un renfort en papier
- Porosité accrue pour une évacuation de l'air et une pénétration de vapeur ou de gaz efficaces
- Meilleures propriétés de barrière microbienne comparées aux techniques de pliage de feuilles

Plus pratique pour l'utilisateur:

- Retrait rapide avant utilisation
- Présentation sûre de l'emballage interne
- Solution solide pour des produits et des sets plus lourds et volumineux

Processus d'emballage amélioré

- Moins chronophage qu'un processus de pliage de feuilles

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d'emballage
---------	---------	----------	----------	-------------------

SNW2040	205	400	500
SNW2744	270	440	500
SNW3250	320	500	500
SNW4260	420	600	300
SNW5065	500	650	200
SNW5075	500	750	200
SNW5775	570	750	200