

无纺布包裹



无纺布包裹

具有出色柔软性和韧性的无纺布

较高的抗撕裂强度，能够确保安全承载重物。

可单独使用或与皱纹纸或纺织品结合使用。

经济实惠的容器内包装。

良好的悬垂性，消除了纸张的回弹现象。

具有耐酒精和防水性能，可最大程度地降低液体传播污染的风险。

绿色无纺布 52 克/平方米

适用于一般用途、手术器械套件的经济型解决方案

原生木浆漂白制成

蓝色柔软无纺布 60 克/平方米

适用于一般用途、手术器械套件

原生木浆和聚酯纤维制成

绿色超柔无纺布 66 克/平方米

适用于要求严苛的应用环境。

较高的聚酯纤维含量.

| 货号 | 宽度 | 长度 | 深度 | 包装单位 |
|------------|------|------|----|------|
| NWG52-60 | 600 | 600 | | 500 |
| NWG52-75 | 750 | 750 | | 200 |
| NWG52-90 | 900 | 900 | | 200 |
| NWG52-100 | 1000 | 1000 | | 200 |
| NWG52-120 | 1200 | 1200 | | 100 |
| NWB50 | 500 | 500 | | 500 |
| NWB60 | 600 | 600 | | 500 |
| NWB75 | 750 | 750 | | 250 |
| NWB90 | 900 | 900 | | 250 |
| NWB100 | 1000 | 1000 | | 250 |
| NWB120 | 1200 | 1200 | | 100 |
| NWB130/150 | 1300 | 1300 | | 104 |
| NWB137 | 1370 | 1370 | | 100 |
| NWG50 | 500 | 500 | | 400 |
| NWG60 | 600 | 600 | | 400 |
| NWG75 | 750 | 750 | | 200 |
| NWG90 | 900 | 900 | | 150 |
| NWG100 | 1000 | 1000 | | 150 |
| NWG120 | 1200 | 1200 | | 100 |
| NWG130/150 | 1300 | 1300 | | 100 |
| NWG137 | 1370 | 1370 | | 100 |