

## 纸袋



顶部带有热封口的纸袋可用于蒸汽灭菌

采用具有受控阻隔性能的特殊医用级纸张制造。

开口端的漆条可热封，易于封闭。

印有适用于蒸汽的指示标记。

双重折叠式底部密封和蓝色胶线可确保安全使用。

货号	宽度	长度	深度	包装单位
PB1	90	125	50	1000
PB2	110	190	30	1000
PB3	125	250	50	1000
PB4	140	250	75	500
PB5	140	330	50	500
PB6	165	380	50	500
PB7	180	380	95	500
PB8	190	330	65	500
PB9	250	380	100	500
PB10	300	530	75	250
PB12	380	610	125	250