

# Papierbeutel



Papierbeutel mit heiß siegelbarer Oberseite für die Dampfsterilisation

- Hergestellt aus medizinischem Spezialpapier mit kontrollierten Barriereeigenschaften
- Heiß siegelbarer Lackstreifen am Einfüllende zum einfachen Verschließen
- Aufgedruckter Indikator für Dampf
- Doppelt gefalztes Bodensiegel und blaue Klebelinien für einen sicheren Einsatz

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
PB1	90	125	50	1000
PB2	110	190	30	1000
PB3	125	250	50	1000
PB4	140	250	75	500
PB5	140	330	50	500
PB6	165	380	50	500
PB7	180	380	95	500

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
PB8	190	330	65	500
PB9	250	380	100	500
PB10	300	530	75	250
PB12	380	610	125	250