

Bolsas de papel



Bolsas de papel con tapa termosellable para esterilización por vapor

- Fabricadas con papel especial de grado médico con propiedades de barrera controlada.
- La tira de laca del extremo de llenado es termosellable para un cierre más fácil.
- Impresión de indicador para vapor.
- El sello inferior de doble pliegue y las líneas de pegamento azul optimizan el uso seguro de la bolsa.

| Artículo | Ancho | Largo | Fuelle | Unidad de envasado |
|----------|-------|-------|--------|--------------------|
| PB1 | 90 | 125 | 50 | 1000 |
| PB2 | 110 | 190 | 30 | 1000 |
| PB3 | 125 | 250 | 50 | 1000 |
| PB4 | 140 | 250 | 75 | 500 |
| PB5 | 140 | 330 | 50 | 500 |
| PB6 | 165 | 380 | 50 | 500 |
| PB7 | 180 | 380 | 95 | 500 |

| Artículo | Ancho | Largo | Fuelle | Unidad de envasado |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| PB8 | 190 | 330 | 65 | 500 |
| PB9 | 250 | 380 | 100 | 500 |
| PB10 | 300 | 530 | 75 | 250 |
| PB12 | 380 | 610 | 125 | 250 |