

## Sacs papier



Sacs papier avec partie supérieure thermoscellable pour une stérilisation à la vapeur

- Fabriqués à partir d'une qualité de papier médicale spéciale aux propriétés de barrière contrôlées.
- La bande de laque à l'extrémité de remplissage est thermoscellable pour une fermeture facile.
- Impression de l'indicateur de vapeur.
- Le scellage du bas à double pliage et les lignes de colle bleue renforcent la sécurité lors de l'utilisation.

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d'emballage
PB1	90	125	50	1000
PB2	110	190	30	1000
PB3	125	250	50	1000
PB4	140	250	75	500
PB5	140	330	50	500
PB6	165	380	50	500
PB7	180	380	95	500

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d 'emballage
PB8	190	330	65	500
PB9	250	380	100	500
PB10	300	530	75	250
PB12	380	610	125	250