

## 立体袋



立体袋可容纳更多物品。袋上印有适用于蒸汽灭菌、环氧乙烷 (EO) 灭菌和甲醛灭菌的工艺指示标识。

封闭立体袋时需要特别注意，封口时不要留有褶皱。

打开立体袋时也需要特别小心，尽可能不要让折叠边缘的点断裂。

货号	宽度	长度	深度	包装单位
B35	100	300	50	500
B30	100	360	50	500
B31	150	400	50	500
B32	150	460	50	500
B36	200	400	55	250
B33	200	500	55	250
B37	250	480	65	250
B34	300	550	80	250
B38	420	570	100	250