

## Beutel mit Seitenfalte



Beute mit Seitenfalte für größere Gegenstände. Mit aufgedrucktem Prozessindikator für Dampf-, EO- und FO-Sterilisation.

Beim Verschließen von Beuteln mit Seitenfalte dürfen an der Siegelkante keine Knitter entstehen.

Beim Öffnen von Beuteln mit Seitenfalte muss darauf geachtet werden, dass an den Seitenfalten keine Risse entstehen.

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
B35	100	300	50	500
B30	100	360	50	500
B31	150	400	50	500
B32	150	460	50	500
B36	200	400	55	250
B33	200	500	55	250
B37	250	480	65	250
B34	300	550	80	250
B38	420	570	100	250