

Bolsas con fuelles



Bolsas con fuelles para artículos más voluminosos. Las bolsas se imprimen con indicadores de proceso para la esterilización con vapor, gas EO y formaldehído.

El cierre de bolsas con fuelle requiere una especial atención para eliminar las arrugas en el cierre final.

La apertura de bolsas con fuelle requiere un cuidado especial para minimizar cualquier rotura en los puntos de los bordes doblados.

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
B35	100	300	50	500
B30	100	360	50	500
B31	150	400	50	500
B32	150	460	50	500
B36	200	400	55	250
B33	200	500	55	250
B37	250	480	65	250
B34	300	550	80	250
B38	420	570	100	250