

Sachets avec soufflets



Sachets à soufflets pour des dispositifs plus volumineux.

Indicateurs imprimés pour la stérilisation à la vapeur, par EtO et formaldéhyde.

La fermeture des sachets à soufflets exige une attention particulière pour éviter les plis dans la soudure finale.

L'ouverture des sachets à soufflets requiert le plus grand soin pour minimiser les points de rupture des angles pliés.

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d'emballage
B35	100	300	50	500
B30	100	360	50	500
B31	150	400	50	500
B32	150	460	50	500
B36	200	400	55	250
B33	200	500	55	250
B37	250	480	65	250
B34	300	550	80	250
B38	420	570	100	250