

Prowrap SMX



Prowrap SMX

高性能医疗包装材料，适用于要求最严苛的应用环境。

先进的技术带来独特的多层SMX概念

具有五个聚丙烯纺粘层和熔喷层

(SSMMS)，能够提供出色的韧性和轻巧的外观。

常规克重已不再是必要条件

嵌入的两层短纤维熔喷层，对微生物的渗透具有卓越的阻隔性能

极其耐用的材料，具有极高的撕裂强度和破裂强度

优异的防水性和多个抗酒精等级

最佳的柔软性和悬垂性，方便用户使用

适用于蒸汽灭菌、环氧乙烷 (EO)

灭菌、甲醛灭菌和过氧化氢（气体等离子体）灭菌

货号	宽度	长度	深度	包装单位
SMX1 075	750	750		200
SMX1 090	900	900		160
SMX1 100	1000	1000		160
SMX1 120	1200	1200		160

货号	宽度	长度	深度	包装单位
SMX1 120/140	1200	1200		104
SMX1 140	1400	1400		104
SMX2 075	750	750		200
SMX2 090	900	900		120
SMX2 100	1000	1000		120
SMX2 120	1200	1200		120
SMX2 120/140	1200	1200		104
SMX2 140	1400	1400		104
SMX2G 075	750	750		200
SMX2G 090	900	900		120
SMX2G 100	1000	1000		120
SMX2G 120	1200	1200		120
SMX2G 140	1400	1400		104
SMX3 075	750	750		120
SMX3 090	900	900		120
SMX3 100	1000	1000		120
SMX3 120	1200	1200		104
SMX4 075	750	750		120
SMX4 090	900	900		104
SMX4 100	1000	1000		104
SMX4 120	1200	1200		80