

Prowrap SMX



Prowrap SMX

Hochleistungs-Medizintuch für anspruchsvollste

Anwendungen

- Mithilfe modernster Technologie wurde ein einzigartiges Multilayer SMX-Konzept entwickelt.
- Durch die fünf Meltblown- und Spinnvlies-Schichten (SSMMS) aus Polypropylen bietet die leichtgewichtige Gewebestruktur eine sehr hohe Festigkeit.
- Somit spielt die traditionelle Grammatur pro Fläche keine Rolle mehr.
- berlegener Schutz gegen mikrobielle Penetration durch zwei integrierte, im Meltblown-Verfahren hergestellte Kurzfaserschichten
- Hochbeständiges Material mit großer Zug- und Berstfestigkeit
- Hervorragendes Wasserabweisungsvermögen und verschiedene alkoholabweisende Varianten

- Hoher Komfort durch optimale Weichheit und Drapierfähigkeit
- Geeignet für die Sterilisation mit Dampf, EO, FO und Wasserstoffperoxid (Gasplasma)

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
SMX1 075	750	750		200
SMX1 090	900	900		160
SMX1 100	1000	1000		160
SMX1 120	1200	1200		160
SMX1 120/140	1200	1200		104
SMX1 140	1400	1400		104
SMX2 075	750	750		200
SMX2 090	900	900		120
SMX2 100	1000	1000		120
SMX2 120	1200	1200		120
SMX2 120/140	1200	1200		104
SMX2 140	1400	1400		104
SMX2G 075	750	750		200
SMX2G 090	900	900		120
SMX2G 100	1000	1000		120
SMX2G 120	1200	1200		120
SMX2G 140	1400	1400		104
SMX3 075	750	750		120
SMX3 090	900	900		120
SMX3 100	1000	1000		120
SMX3 120	1200	1200		104
SMX4 075	750	750		120

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
SMX4 090	900	900		104
SMX4 100	1000	1000		104
SMX4 120	1200	1200		80