

# Prowrap SMX



## Prowrap SMX

Envoltura médica de alto rendimiento diseñada para las aplicaciones más exigentes.

- La tecnología de vanguardia ha dado como resultado un concepto único de SMX Multicapa
- Combina cinco capas de polipropileno (tipo SSMMS), proporcionando una mayor resistencia y una apariencia ligera. El conteo de gramajes convencional ya no es fundamental
- Barrera superior contra la penetración de microorganismos gracias a las dos capas de soplado en fusión de fibras cortas incrustadas
- Materiales muy duraderos, con alta resistencia al rajado y a la rotura
- Excelente repelencia al agua y una variedad de grado repelente al alcohol
- Suavidad y capacidad de drapeado óptimas para la comodidad de los usuarios

- Apto para esterilización con vapor, gas EO, FO y peróxido de hidrógeno (plasma de gas)

<b>Artículo</b>	<b>Ancho</b>	<b>Largo</b>	<b>Fuelle</b>	<b>Unidad de envasado</b>
SMX1 075	750	750		200
SMX1 090	900	900		160
SMX1 100	1000	1000		160
SMX1 120	1200	1200		160
SMX1 120/140	1200	1200		104
SMX1 140	1400	1400		104
SMX2 075	750	750		200
SMX2 090	900	900		120
SMX2 100	1000	1000		120
SMX2 120	1200	1200		120
SMX2 120/140	1200	1200		104
SMX2 140	1400	1400		104
SMX2G 075	750	750		200
SMX2G 090	900	900		120
SMX2G 100	1000	1000		120
SMX2G 120	1200	1200		120
SMX2G 140	1400	1400		104
SMX3 075	750	750		120
SMX3 090	900	900		120
SMX3 100	1000	1000		120
SMX3 120	1200	1200		104
SMX4 075	750	750		120
SMX4 090	900	900		104
SMX4 100	1000	1000		104

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
SMX4 120	1200	1200		80