

## Supports de gaines



### Supports de gaines

Supports de gaines avec dispositif de découpe intégré, pour un stockage et une découpe rapides et simples des bobines de stérilisation.

- En acier inoxydable
- Couteau auto-affûtant en acier durci qui assure une utilisation sans maintenance pendant des années
- Deux tiges en acier équipées de roulements en nylon facilitent le déroulement des bobines.
- Modèles de table avec fixation murale

Disponibles en deux largeurs différentes : 750 et 900 mm.

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d 'emballage
RH750	750			
RH900	900			