

立体卷袋



100 米长的立体卷袋，可用于容纳更多物品。

袋上印有适用于蒸汽灭菌、环氧乙烷 (EO)

灭菌和甲醛灭菌的工艺指示标识。

货号	宽度	长度	深度	包装单位
RB50	75	100000	100	4
RB51	100	100000	50	3
RB52	150	100000	50	2
RB53	200	100000	55	1
RB54	250	100000	65	1
RB55	300	100000	80	1
RB56	350	100000	80	1
RB57	400	100000	80	1