

Rollos con fuelles



Rollos de 100 metros de longitud con fuelles para materiales más voluminosos.

Se imprimen con indicadores de proceso para la esterilización con vapor, gas EO y formaldehído.

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
RB50	75	100000	100	4
RB51	100	100000	50	3
RB52	150	100000	50	2
RB53	200	100000	55	1
RB54	250	100000	65	1
RB55	300	100000	80	1
RB56	350	100000	80	1
RB57	400	100000	80	1