

灭菌胶带



灭菌胶带

ITSG 和 JTBSG 胶带含有蒸汽灭菌的绿色到棕色指示标识.

采用天然蓝色基底材料. ITSG 胶带还有无乳胶版本, 称为

ITSGL

ITP 胶带含有 VH2O2 灭菌的蓝色到粉色指示标识.

中性密封带, 不含压印. 采用天然蓝色基底材料.

所有指示标识均为符合 ISO 11140-1 类型 1 的工艺指示标识.

货号	宽度	长度	深度	包装单位
ITH19	19			48
ITN19	19			48
ITN25	25			36
ITN50	50			24
ITP20	20	150		200
ITS19G	19			48
ITS19GL	19			48
ITS25G	25			36

货号	宽度	长度	深度	包装单位
ITS25GL	25			36
JTB19N	19			48
JTB19SG	19			48
JTB25N	25			36
JTB25SG	25			36
TDS25				1