

## 灭菌检测



### 灭菌检测

#### 高压灭菌器性能的常规控制方法：

指标表、每日检测表，用于传统的 Bowie & Dick 类型检测，采用符合 ISO 11140-1（类型 2）和 ISO 11140-3 的布包装，使用预真空蒸汽灭菌器，证明其符合 EN 285。颜色从白色变为黑色。

外形小巧的一次性使用成品 Bowie & Dick 类型检测包：DC20 和 DCG2。

Helix 挑战性验证，作为一种灭菌产品挑战装置 (PCD)，用于定期控制高压灭菌器中的中空载荷。Helix 11140-1（类型 6）和 EN 867-5。

货号	宽度	长度	深度	包装单位
DC200	135	105	20	20
DCG2	100	150	10	20
DT50	210			50
HX100	115	297	23	25
HX400	115	175	23	25