

# Tests de stérilisation



Tests de stérilisation

## Pour un contrôle de routine des performances de l'autoclave:

- Feuilles d'indicateur, feuilles de test quotidien, pour le test conventionnel de type Bowie & Dick avec un emballage de linge conforme à l'ISO 11140-1 (type 2) et à l'ISO 11140-3 pour les stérilisateur à vapeur avec pré-vidé afin de démontrer leur conformité à l'EN 285. Changement de couleur du blanc au noir.
- Packs de test Bowie & Dick prêts à l'emploi, compacts et à usage unique : DC20 et DCG2.
- Test Helix servant de dispositif d'épreuve de procédé (DEP) pour assurer le contrôle régulier des objets creux dans les autoclaves. Helix comprend le dispositif et 100 indicateurs chimiques.

Conforme à l'ISO 11140-1 (type 6) et l'EN 867-5.

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d'emballage
DC200	135	105	20	20

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d 'emballage
DCG2	100	150	10	20
DT50	210			50
HX100	115	297	23	25
HX400	115	175	23	25