

## 托盘衬垫



### 托盘衬垫

用于外科手术器械托盘的托盘衬板可吸收水分并提供机械保护

吸收过多的冷凝水.

经过湿法强化的专用纸.

几乎不起毛.

TL——标准托盘衬垫——放在托盘上方，器械下方

TLWE——带边托盘衬垫——内包装上方，器械托盘外

TLNW——无纺布托盘衬垫——用于无纺布和 SMS

包装类型的组合——吸收能力极高

货号	宽度	长度	深度	包装单位
TL25	250	300		1000
TL3040	300	400		500
TL40	400	500		500
TL50	300	500		500
TLNW1525	150	250		3200
TLNW3025	300	250		1200
TLNW3040	300	400		1200
TLNW3050	300	500		600

货号	宽度	长度	深度	包装单位
TLWE2525	250	250		500
TLWE4825	480	250		500
TLWE5030	500	300		500