

Gaines avec soufflets



Gaines de 100 m de long avec soufflets pour des objets plus volumineux.

Des indicateurs sont imprimés pour la stérilisation à la vapeur, par EtO et formaldéhyde.

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d 'emballage
RB50	75	100000	100	4
RB51	100	100000	50	3
RB52	150	100000	50	2
RB53	200	100000	55	1
RB54	250	100000	65	1
RB55	300	100000	80	1
RB56	350	100000	80	1
RB57	400	100000	80	1